



**Endolift® in azione sul doppio mento**

## **Endolift® il lifting non chirurgico** **4.0 conquista sempre più** **il mondo dell'estetica medica**

Eufoton®, azienda triestina che da oltre vent'anni sviluppa e produce laser medicali a semiconduttori, vanta la paternità del suo fiore all'occhiello, il sempre più conosciuto ENDOLIFT®: procedura mininvasiva di medicina estetica che coniuga l'azione di un laser medicale intratessutale per ricompattare e rimodellare la pelle del volto e del corpo. Comprendiamo in modo semplice il funzionamento di Endolift®: la radiazione laser trasmette la propria energia termica selettivamente su un determinato target cellulare all'interno del corpo, principalmente acqua e grasso. Il risultato conseguito è un lifting della pelle direttamente dall'interno, grazie all'inserimento sottocute di una microfibra, dove l'energia laser viene emessa sotto forma di calore, senza bisogno di attraversare gli strati superficiali della pelle,

come avviene con la maggioranza delle procedure di medicina estetica. La capacità di rilasciare l'energia laser ad una tale profondità è il vantaggio principale di Endolift® ed è quello che fa la differenza rispetto ad altre metodiche. Il LASEmaR® 1500 - 1470 nm - è lo strumento che permette, in combinazione al sistema di fibre FTF®, di eseguire ENDOLIFT® grazie alla sua precisa selettività per l'acqua e per il grasso del corpo. Se necessario con il LASEmaR® 1500 si può eseguire anche la laserlipolisi, ovvero la distruzione selettiva del grasso localizzato, tutto questo risparmiando i setti connettivali, i vasi linfatici, e soprattutto i vasi sanguigni, con un approccio più mirato ed efficace rispetto alla liposuzione chirurgica tradizionale. Endolift® è una procedura semplice, sicura e facilmente ripetibile. Info: [www.eufoton.com](http://www.eufoton.com) ■■